



Nome File: PR130.indd

Revisione: 00

Data: 06/06/2014

Tavola: 1/1



## Art. PR/130 - Fioriera per ortoterapia con corrimano

**Dimensioni d'ingombro:** 420x170x190h  
**Età d'uso consigliata:** 0-99

**Spazio minimo consigliato:** --  
**HIC:** -

### Descrizione particolareggiata delle componenti:

**Fioriera:** costituita da travi di sezione mm. 80x80, completa di fondo realizzato con tavole di spessore 25mm. Gli appoggi a terra sono costituiti anch'essi da travi di sezione mm 80x80. L'assemblaggio è ottenuto mediante bulloni passanti a tutta altezza e dadi autobloccanti.

**Corrimano:** costruito in acciaio di Ø 40mm con trattamento di base di cataforesi e successiva verniciatura epossidica.

**Grigliati:** telaio esterno in tubolare zincato e verniciato, assemblato a grigliati in legno.

### Manutenzione:

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 e comunque con cadenza massima semestrale

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli